

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Pipeta Pasteur sin graduar de polietileno, no estéril

**Descripción :** En caja dispensadora


## DATOS TÉCNICOS

referencia	descripción	unidades por ref.
PIPP-012-500	vol. total 1,2 ml, long. total 65 mm (A)	500
PIPP-045-500	vol. total 4,5 ml, long. total 155 mm, 25 gotas/ml (B)	500
PIPP-050-500	vol. total 5 ml, long. total 154 mm, 23 gotas/ml (C)	500
PIPP-058-500	punta fina, vol. total 5,8 ml, long. 156 mm, 50 gotas/ml (D)	500
PIPP-080-250	vol. total 8 ml, long. total 152 ml, 20 gotas/ml (E)	250
PIPP-230-100	ultra-larga, vol. total 23 ml, long. total 300 mm (F)	100

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-012-500	2,7	0,275	39239000	08434868059214
PIPP-045-500	9,27828	0,52	39239000	08434868034723
PIPP-050-500	7	0,9	39239000	08434868034730
PIPP-058-500	9,66702	0,74	39239000	08434868034747
PIPP-080-250	7	0,575	39239000	08434868034754
PIPP-230-100	10,8	0,6	39239000	08434868034761

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

Polietileno (PE) Rango de temperatura tolerado en uso normal: de -40 °C a +85 (90) °C

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Polyethylene non-graduated transfer Pasteur pipettes, non-sterile

**Description :** Packed in dispenser box


## TECHNICAL DATA

reference	description	pcs/pack
PIPP-012-500	overall vol. 1.2 ml, length: 65 mm (A)	500
PIPP-045-500	overall vol. 4.5 ml, length: 155 mm, 25 drops/ml (B)	500
PIPP-050-500	overall vol. 5 ml, length: 154 mm, 23 drops/ml (C)	500
PIPP-058-500	fine tip. overall vol. 5.8 ml, length: 156 mm, 50 drops/ml (D)	500
PIPP-080-250	overall vol. 8 ml, length: 152 mm, 20 drops/ml (E)	250
PIPP-230-100	extra-large, overall vol. 23 ml, length: 300 mm (F)	100

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-012-500	2,7	0,275	39239000	08434868059214
PIPP-045-500	9,27828	0,52	39239000	08434868034723
PIPP-050-500	7	0,9	39239000	08434868034730
PIPP-058-500	9,66702	0,74	39239000	08434868034747
PIPP-080-250	7	0,575	39239000	08434868034754
PIPP-230-100	10,8	0,6	39239000	08434868034761

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

Polyethylene (PE) Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit :** Pipette Pasteur sans graduation en polyéthylène, non stérile

**Description :** En boîte dispensatrice


## DONNÉES TECHNIQUES

référence	description	unités par ref.
PIPP-012-500	vol. total 1,2 ml, long 65 mm (A)	500
PIPP-045-500	vol. total 4,5 ml, long. totale 155 mm, 25 gouttes/ml (B)	500
PIPP-050-500	vol. total 5 ml, long. totale 154 mm, 23 gouttes/ml (C)	500
PIPP-058-500	pointe fine, vol. total 5,8 ml, long 156 mm, 50 gouttes/ml (D)	500
PIPP-080-250	vol. total 8 ml, long. totale 152 mm, 20 gouttes/ml (E)	250
PIPP-230-100	ultra-large, vol. total 23 ml, long. totale 300 mm (F)	100

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-012-500	2,7	0,275	39239000	08434868059214
PIPP-045-500	9,27828	0,52	39239000	08434868034723
PIPP-050-500	7	0,9	39239000	08434868034730
PIPP-058-500	9,66702	0,74	39239000	08434868034747
PIPP-080-250	7	0,575	39239000	08434868034754
PIPP-230-100	10,8	0,6	39239000	08434868034761

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

Polyéthylène (PE) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Pipetta Pasteur non graduata in polietilene, non sterile

**Descrizione :** In confezione dispenser


## DATI TECNICI

referenza	descrizione	unità per ref.
PIPP-012-500	vol. totale 1,2 ml, lungh. totale 65 mm (A)	500
PIPP-045-500	vol. totale 4,5 ml, lungh. totale 155 mm, 25 gocce/ml (B)	500
PIPP-050-500	vol. totale 5 ml, lungh. totale 154 mm, 23 gocce/ml (C)	500
PIPP-058-500	punta sottile, vol. totale 5,8 ml, lungh. 156 mm, 50 gocce/ml (D)	500
PIPP-080-250	vol. totale 8 ml, lungh. totale 152 mm, 20 gocce/ml (E)	250
PIPP-230-100	ultra-lunga, vol. totale 23 ml, lungh. totale 300 mm (F)	100

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-012-500	2,7	0,275	39239000	08434868059214
PIPP-045-500	9,27828	0,52	39239000	08434868034723
PIPP-050-500	7	0,9	39239000	08434868034730
PIPP-058-500	9,66702	0,74	39239000	08434868034747
PIPP-080-250	7	0,575	39239000	08434868034754
PIPP-230-100	10,8	0,6	39239000	08434868034761

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

Polietilene (PE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +85 (90) °C



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Pasteurpipet zonder schaalverdeling van polyethyleen, niet-steriel**Beschrijving** : Gepresenteerd in dispenserdoos


## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	beschrijving	stuks per ref.
PIPP-012-500	totale vol. 1,2 ml, totale lengte 65 mm (A)	500
PIPP-045-500	totale vol. 4,5 ml, totale lengte 155 mm, 25 druppels/ml (B)	500
PIPP-050-500	totale vol. 5 ml, totale lengte 154 mm, 23 druppels/ml (C)	500
PIPP-058-500	fijne punt, totale vol. 5,8 ml, lengte 156 mm, 50 druppels/ml (D)	500
PIPP-080-250	totale vol. 8 ml, totale lengte 152 mm, 20 druppels/ml (E)	250
PIPP-230-100	ultra lang, totale vol. 23 ml, totale lengte 300 mm (F)	100

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-012-500	2,7	0,275	39239000	08434868059214
PIPP-045-500	9,27828	0,52	39239000	08434868034723
PIPP-050-500	7	0,9	39239000	08434868034730
PIPP-058-500	9,66702	0,74	39239000	08434868034747
PIPP-080-250	7	0,575	39239000	08434868034754
PIPP-230-100	10,8	0,6	39239000	08434868034761

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

Polyethyleen (PE) Temperatuurbereik onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +85 (90) °C

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Pasteurpipette aus Polyethylen, nicht graduiert, unsteril

**Beschreibung :** In Spenderbox.


## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Beschreibung	Stückzahl pro Artikel
PIPP-012-500	Gesamtvolumen 1,2 ml, Gesamtlänge 65 mm (A)	500
PIPP-045-500	Gesamtvolumen 4,5 ml, Gesamtlänge 155 mm, 25 Tropfen/ml (B)	500
PIPP-050-500	Gesamtvolumen 5 ml, Gesamtlänge 154 mm, 23 Tropfen/ml (C)	500
PIPP-058-500	feine Spitze, Gesamtvolumen 5,8 ml, Länge 156 mm, 50 Tropfen/ml (D)	500
PIPP-080-250	Gesamtvolumen 8 ml, Gesamtlänge 152 mm, 20 Tropfen/ml (E)	250
PIPP-230-100	extralang, Gesamtvolumen 23 ml, Gesamtlänge 300 mm (F)	100

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
PIPP-012-500	2,7	0,275	39239000	08434868059214
PIPP-045-500	9,27828	0,52	39239000	08434868034723
PIPP-050-500	7	0,9	39239000	08434868034730
PIPP-058-500	9,66702	0,74	39239000	08434868034747
PIPP-080-250	7	0,575	39239000	08434868034754
PIPP-230-100	10,8	0,6	39239000	08434868034761

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

Polyethylen (PE). Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis +85 (90) °C