

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Polyethylene graduated transfer Pasteur pipettes, sterile

Description: Individually wrapped in peel-pack packaging. EO (Ethylene oxide) sterilized. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	l (mm)	description
PIPP-E01-1K0	1000	150	graduated each 0.25 ml up to 1 ml, overall vol. 5 ml
PIPP-E03-1K0	1000	155	graduated each 0.5 ml up to 3 ml, overall vol. 7 ml

PACKING

Type: Carboard box.

Label: 2 colors: Orange (Pantone 032) and black

PIPP-E01-1K0

PE transfer Pasteur pipettes, sterile, ind. wrapped, graduated each 0,25 ml up to 1 ml, overall vol. 5 ml, 1000 pcs

Pipeta Pasteur, grad. en 0,25 ml hasta 1 ml, cap. total 5 ml, PE, estéril en bolsa unit., 1000 uds

Pipette Pasteur en PE, stérile en sachet unitaire, graduée, cap total 5ml, 1000 unités (Peel-Pack)

Batch n°.: xxxx



MATERIAL

Polyethylene (PE)

Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Pipeta Pasteur graduada de polietileno, estéril

Descripción: Envasada en bolsa unitaria (tipo peel-pack). Esterilizada por óxido de etileno. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	l (mm)	descripción
PIPP-E01-1K0	1000	150	graduada cada 0,25 ml hasta 1 ml, cap. total 5 ml
PIPP-E03-1K0	1000	155	graduada cada 0,50 ml hasta 3 ml, cap. total 7 ml

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico
Etiqueta:

labbox	PIPP-E01-1K0
	PE transfer Pasteur pipettes, sterile, ind. wrapped, graduated each 0,25 ml up to 1 ml, overall vol. 5 ml, 1000 pcs
	Pipeta Pasteur, grad. en 0,25 ml hasta 1 ml, cap. total 5 ml, PE, estéril en bolsa unit.,1000 uds
	Pipette Pasteur en PE, stérile en sachet unitaire, graduée, cap total 5ml, 1000 unités (Peel-Pack)
	Batch n°.: xxxx

MATERIAL

Polietileno (PE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 °C a +85 (90) °C



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Pipette Pasteur graduée en polyéthylène, stérile

Description: En sachet unitaire papier/plastique (type peel-pack). Stérilisée par oxyde d'éthylène. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	long. (mm)	description
PIPP-E01-1K0	1000	150	graduée chaque 0,25 ml jusqu'à 1 ml, cap. totale 5 ml
PIPP-E03-1K0	1000	155	graduée chaque 0,50 ml jusqu'à 3 ml, cap. totale 7 ml

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique
Etiquette:

PIPP-E01-1K0

PE transfer Pasteur pipettes, sterile, ind. wrapped, graduated each 0,25 ml up to 1 ml, overall vol. 5 ml, 1000 pcs

Pipeta Pasteur, grad. en 0,25 ml hasta 1 ml, cap. total 5 ml, PE, estéril en bolsa unit.,1000 uds

Pipette Pasteur en PE, stérile en sachet unitaire, graduée, cap total 5ml, 1000 unités (Peel-Pack)

Batch n°.: xxxx

MATÉRIEL

Polyéthylène (PE)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C

