

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Polyethylene non-graduated transfer Pasteur pipettes, sterile

Description: Individually wrapped in flow-pack packaging. EO (Ethylene oxide) sterilized. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	description
PIPP-E80-1K0	1000	overall vol. 8 ml, length: 157 mm, 20 drops/ml

PACKING

Type: Carboard box
Label:

labbox	PIPP-E80-1K0
	Transfer Pasteur pipette, vol. 8 ml, non-graduated, 157 mm length, E.O.
	Sterile, 1000 pcs
	Pipeta Pasteur sin graduar, vol. total 8 ml, long. total 157 mm, 20 gotas / ml, Estéril, 1000 uds
	Pipettes Pasteur sans grad. en PE, stériles, vol 8 ml, long 157 mm, 20 goutes/ml, 1000 unit.
	Batch n°: xxxx



MATERIAL

Polyethylene (PE)

Tolerated temperature range in normal use: from -40 °C to +85 (90) °C

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Pipeta Pasteur sin graduar de polietileno, estéril

Descripción: Envasada en bolsa unitaria (tipo flow-pack) y esterilizada por óxido de etileno. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/ caja	descripción
PIPP-E80-1K0	1000	vol. total 8 ml, long. total 157 mm, 20 gotas/ml

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico
Etiqueta:

PIPP-E80-1K0

Transfer Pasteur pipette, vol. 8 ml, non-graduated, 157 mm length, E.O. Sterile, 1000 pcs
Pipeta Pasteur sin graduar, vol. total 8 ml, long. total 157 mm, 20 gotas / ml, Estéril, 1000 uds
Pipettes Pasteur sans grad. en PE, stériles, vol 8 ml, long 157 mm, 20 goutes/ml, 1000 unit.

Batch nº.: xxxx



MATERIAL

Polietileno (PE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40 °C a +85 (90) °C

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Pipette Pasteur sans graduation en polyéthylène, stérile

Description: En sachet unitaire plastique (type peel-pack). Stérilisée par oxyde d'éthylène. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./ lot	description
PIPP-E80-1K0	1000	vol. total 8 ml, long. totale 157 mm, 20 gouttes/ml

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

PIPP-E80-1K0

Transfer Pasteur pipette, vol. 8 ml, non-graduated, 157 mm length, E.O. Sterile, 1000 pcs

Pipeta Pasteur sin graduar, vol. total 8 ml, long. total 157 mm, 20 gotas / ml, Estéril, 1000 uds

Pipettes Pasteur sans grad. en PE, stériles, vol 8 ml, long 157 mm, 20 gouttes/ml, 1000 unit.

Batch n°.: xxxx



MATÉRIEL

Polyéthylène (PE)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +85 (90)°C