

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Papel de filtro cualitativo PRAT DUMAS, velocidad lenta

Descripción : Papel bajo en cenizas (contenido máximo 0,06%) utilizado para la filtración de precipitados muy finos. Gramaje 100 g/m², poro 2 - 3 µm, espesor 200 µm. Disponible en discos y plegado. Equivalencia: Whatman 5

DATOS TÉCNICOS

referencia	Ø(mm)	tipo	unidades por ref.
QLDS-070-100	70	discos	100
QLDS-090-100	90	discos	100
QLDS-110-100	110	discos	100
QLDS-125-100	125	discos	100
QLDS-150-100	150	discos	100
QLDS-185-100	185	discos	100
QLDS-240-100	240	discos	100
QLDS-111-100	110	plegado	100
QLDS-126-100	125	plegado	100
QLDS-151-100	150	plegado	100
QLDS-201-100	200	plegado	100
QLDS-251-100	250	plegado	100
QLDS-401-100	400	plegado	100

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,057	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,094	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,129	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,151	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,232	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,335	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,569	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,131	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,183	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,225	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,385	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,599	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,411	48232000	08434868038301



INSULAB SL

GENERAL INFORMATION

Product name : PRAT DUMAS Qualitative filter paper, low ash, slow flow rate

Description : Low ash content paper (max 0.06%) used for fine filtration of small particles precipitates. Surface weight 100 g/m², pore 2 - 3 µm, thickness 200 µm. Available in flat disks and folded. Equivalent to: Whatman 5

TECHNICAL DATA

reference	Ø (mm)	type	pcs/pack
QLDS-070-100	70	disk	100
QLDS-090-100	90	disk	100
QLDS-110-100	110	disk	100
QLDS-125-100	125	disk	100
QLDS-150-100	150	disk	100
QLDS-185-100	185	disk	100
QLDS-240-100	240	disk	100
QLDS-111-100	110	folded	100
QLDS-126-100	125	folded	100
QLDS-151-100	150	folded	100
QLDS-201-100	200	folded	100
QLDS-251-100	250	folded	100
QLDS-401-100	400	folded	100

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,057	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,094	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,129	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,151	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,232	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,335	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,569	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,131	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,183	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,225	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,385	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,599	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,411	48232000	08434868038301



INSULAB SL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Papier filtre qualitatif PRAT DUMAS, filtration lente**Description :** Papier faible en taux de cendre (max 0,06 %) utilisé pour la filtration de particules très fines.
Grammage 100 g/m², pore 2 - 3 µm, épaisseur 200 µm. Disponible en disques plats et plissés. Équivalence :
Whatman 5

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Ø (mm)	type	unités par ref.
QLDS-070-100	70	plat	100
QLDS-090-100	90	plat	100
QLDS-110-100	110	plat	100
QLDS-125-100	125	plat	100
QLDS-150-100	150	plat	100
QLDS-185-100	185	plat	100
QLDS-240-100	240	plat	100
QLDS-111-100	110	plissé	100
QLDS-126-100	125	plissé	100
QLDS-151-100	150	plissé	100
QLDS-201-100	200	plissé	100
QLDS-251-100	250	plissé	100
QLDS-401-100	400	plissé	100

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,057	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,094	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,129	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,151	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,232	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,335	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,569	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,131	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,183	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,225	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,385	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,599	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,411	48232000	08434868038301



INSULAB SL

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Carta da filtro qualitativa PRAT DUMAS, velocità bassa**Descrizione :** Carta a ridotto contenuto di ceneri (contenuto massimo 0,06 %) utilizzata per la filtrazione di precipitati molto fini. Peso 100 g/m², porosità 2-3 µm, spessore 200 µm. Disponibile in filtri circolari e plissettati. Equivalenza: Whatman 5

DATI TECNICI

referenza	Ø(mm)	tipo	unità per ref.
QLDS-070-100	70	standard	100
QLDS-090-100	90	standard	100
QLDS-110-100	110	standard	100
QLDS-125-100	125	standard	100
QLDS-150-100	150	standard	100
QLDS-185-100	185	standard	100
QLDS-240-100	240	standard	100
QLDS-111-100	110	plissettati	100
QLDS-126-100	125	plissettati	100
QLDS-151-100	150	plissettati	100
QLDS-201-100	200	plissettati	100
QLDS-251-100	250	plissettati	100
QLDS-401-100	400	plissettati	100

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,057	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,094	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,129	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,151	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,232	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,335	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,569	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,131	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,183	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,225	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,385	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,599	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,411	48232000	08434868038301



INSULAB SL

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Filterpapier PRAT DUMAS, qualitativ, niedriger Durchfluss**Beschreibung :** Papier mit niedrigem Aschegehalt (maximaler Gehalt 0,06 %) für das Filtern von sehr feiner Fällung. Gewicht 100 g/m², Pore 2 - 3 µm und Dicke 200 µm. Verfügbar in Scheiben und gefaltet. Äquivalenz: Whatman 5

TECHNISCHE DATEN

Referenznr.	Ø(mm)	Typ	Stück pro Ref.
QLDS-070-100	70	Scheiben	100
QLDS-090-100	90	Scheiben	100
QLDS-110-100	110	Scheiben	100
QLDS-125-100	125	Scheiben	100
QLDS-150-100	150	Scheiben	100
QLDS-185-100	185	Scheiben	100
QLDS-240-100	240	Scheiben	100
QLDS-111-100	110	gefaltet	100
QLDS-126-100	125	gefaltet	100
QLDS-151-100	150	gefaltet	100
QLDS-201-100	200	gefaltet	100
QLDS-251-100	250	gefaltet	100
QLDS-401-100	400	gefaltet	100

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
QLDS-070-100	0,192	0,057	48232000	08434868038189
QLDS-090-100	0,462	0,094	48232000	08434868038196
QLDS-110-100	0,54675	0,129	48232000	08434868038202
QLDS-125-100	0,567	0,151	48232000	08434868038226
QLDS-150-100	0,768	0,232	48232000	08434868038240
QLDS-185-100	1,26075	0,335	48232000	08434868038264
QLDS-240-100	2,028	0,569	48232000	08434868038288
QLDS-111-100	0,48	0,131	48232000	08434868038219
QLDS-126-100	1,053	0,183	48232000	08434868038233
QLDS-151-100	1,319625	0,225	48232000	08434868038257
QLDS-201-100	1,319625	0,385	48232000	08434868038271
QLDS-251-100	2,812	0,599	48232000	08434868038295
QLDS-401-100	6,48	1,411	48232000	08434868038301



INSULAB SL