

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Ensayo de viabilidad celular de Resazurina

Descripción : El kit de ensayo de viabilidad celular de Resazurina es un ensayo fluorescente listo para usar que detecta la actividad metabólica celular. La Resazurina es un tinte azul no fluorescente que es reducido por células metabólicamente activas. Una vez reducido se vuelve rosa fluorescente

DATOS TÉCNICOS

referencia	nº tests / caja	descripción	unidades por ref.
RESC-001-2K5	2500	ensayo de fluorescencia	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RESC-001-2K5			38229000	08434868082229

FOTO DEL PRODUCTO

