

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Reagent reservoir

Description: Polypropylene reservoirs for Multichannel pipetting. Available in 50 non-sterile units bag or in sterile by ethylene oxide single-pack

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	capacity	l (mm)	w (mm)	h (mm)	type
RTIP-051-010	10	50 ml	148	61	26	non-sterile
RTIP-E51-250	250	50 ml	148	61	26	sterile single wrapped

PACKING

Type: Carboard box
Label:

labbox	RTIP-051-010
	Pipetting reservoir for pipettes, 50 ml, non-sterile, 10 pcs
	Recipiente para pipeteadores, 50 ml, no estéril, 10 uds
	Réservoir pour réactifs, 50 ml, non stérile, 10 unit.
	Batch n°. xxxx



MATERIAL

Polypropylene
Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Depósito para reactivos

Descripción: Depósitos de polipropileno para pipetear con pipetas multicanales. Disponibles en bolsas de 50 unidades no estériles y en bolsa unitaria esterilizados por óxido de etileno

ESPECIFICACIONES

Referencia	uds/	capacidad	l (mm)	w (mm)	h (mm)	tipo
RTIP-051-010	10	50 ml	148	61	26	no estéril
RTIP-E51-250	250	50 ml	148	61	26	estéril bolsa unitaria

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

labbox	RTIP-051-010
	Pipetting reservoir for pipettes, 50 ml, non-sterile, 10 pcs
	Recipiente para pipeteadores, 50 ml, no estéril, 10 uds
	Réservoir pour réactifs, 50 ml, non stérile, 10 unit.
Batch nº.: xxxx	



MATERIAL

Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Réservoir réactif

Description: Réservoir en polypropylène pour pipettes multicanales. Disponible en sachet de 50 unités non stériles et en sachet unitaire stérilisé par oxyde d'éthylène

CARACTERISTIQUES

Référence	unit./lot	capacité	long. (mm)	larg. (mm)	h (mm)	type
RTIP-051-010	10	50 ml	148	61	26	non stérile
RTIP-E51-250	250	50 ml	148	61	26	stérile emballage unitaire

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique

Etiquette:

labbox	RTIP-051-010
	Pipetting reservoir for pipettes, 50 ml, non-sterile, 10 pcs
	Recipiente para pipeteadores, 50 ml, no estéril, 10 uds
	Réservoir pour réactifs, 50 ml, non stérile, 10 unit.
Batch n°: xxxx	



MATÉRIEL

Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.