

GENERAL INFORMATION
Product name : Retort stand

Description : Base made of painted steel with rubber pads. Includes a steel plated rod with diameter and height shown below

TECHNICAL DATA

reference	lbase(mm)	wbase (mm)	base weight (g)	Ørod (mm)	hrod(mm)	pcs/pack
RTMM-175-001	175	100	475	9	450	1
RTMM-225-001	225	125	775	10	500	1
RTMM-250-001	250	150	970	10	600	1
RTMM-300-001	300	150	1165	10	700	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTMM-175-001	1,5	0,766	73269098	08434868040175
RTMM-225-001	2,34	1,07	73269098	08434868040205
RTMM-250-001	5,46	1,403	73269098	08434868040236
RTMM-300-001	6,51	1,55	73269098	08434868040267

PRODUCT PHOTO


INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte pie de plato**Descripción :** Base de acero pintado con protectores de goma. Incluye varilla chapada en acero del diámetro y altura indicados

DATOS TÉCNICOS

referencia	lbase (mm)	wbase (mm)	peso base (g)	Øvarilla (mm)	hvarilla (mm)	unidades por ref.
RTMM-175-001	175	100	475	9	450	1
RTMM-225-001	225	125	775	10	500	1
RTMM-250-001	250	150	970	10	600	1
RTMM-300-001	300	150	1165	10	700	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTMM-175-001	1,5	0,766	73269098	08434868040175
RTMM-225-001	2,34	1,07	73269098	08434868040205
RTMM-250-001	5,46	1,403	73269098	08434868040236
RTMM-300-001	6,51	1,55	73269098	08434868040267

FOTO DEL PRODUCTO



INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Base rectangulaire**Description :** Base en acier peint avec des protecteurs en caoutchouc. Inclut la tige en acier plaqué de diamètre et hauteur mentionnés

DONNÉES TECHNIQUES

référence	longbase (mm)	largbase (mm)	poids base (g)	Øtige (mm)	h tige (mm)	unités par ref.
RTMM-175-001	175	100	475	9	450	1
RTMM-225-001	225	125	775	10	500	1
RTMM-250-001	250	150	970	10	600	1
RTMM-300-001	300	150	1165	10	700	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTMM-175-001	1,5	0,766	73269098	08434868040175
RTMM-225-001	2,34	1,07	73269098	08434868040205
RTMM-250-001	5,46	1,403	73269098	08434868040236
RTMM-300-001	6,51	1,55	73269098	08434868040267

PHOTO PRODUIT



INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sostegno rettangolare con asta**Descrizione :** Base in acciaio verniciato con protezioni in gomma. Include un'asta di acciaio placcato del diametro e dell'altezza indicati

DATI TECNICI

referenza	Lbase(mm)	lbase (mm)	peso base (g)	Øasticella (mm)	hasticella (mm)	unità per ref.
RTMM-175-001	175	100	475	9	450	1
RTMM-225-001	225	125	775	10	500	1
RTMM-250-001	250	150	970	10	600	1
RTMM-300-001	300	150	1165	10	700	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
RTMM-175-001	1,5	0,766	73269098	08434868040175
RTMM-225-001	2,34	1,07	73269098	08434868040205
RTMM-250-001	5,46	1,403	73269098	08434868040236
RTMM-300-001	6,51	1,55	73269098	08434868040267

FOTO DEL PRODOTTO

