

GENERAL INFORMATION

Product name : Scoop for solids**Description :** Made of HDPE

TECHNICAL DATA

reference	capacity	ltotal (mm)	luseable (mm)	pcs/pack
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL High density polyethylene (HDPE)

Temperature resistance in standard use: from -40°C to + 80°C

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

INSULAB SL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Pala para sólidos**Descripción :** De polietileno de alta densidad

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	ltotal (mm)	lútil (mm)	unidades por ref.
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +80°C

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

INSULAB SL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pelle pour poudre**Description :** En polyéthylène haute densité PEHD

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	long. totale (mm)	long. utile (mm)	unités par ref.
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +80°C

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

INSULAB SL

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Sessola per solidi**Descrizione :** In polietilene ad alta densità

DATI TECNICI

referenza	capacità	ltotale (mm)	lutile (mm)	unità per ref.
SCOP-090-001	90 ml	180	125	1
SCOP-250-001	250 ml	240	155	1
SCOP-600-001	600 ml	300	195	1
SCOP-1K1-001	1100 ml	360	240	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SCOP-090-001	0,945	0,027	39233010	08434868041400
SCOP-250-001	2	0,04	39233010	08434868041448
SCOP-600-001	3,84	0,052	39233010	08434868041462
SCOP-1K1-001	8,16	0,12	39233010	08434868041424

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

INSULAB SL