

GENERAL INFORMATION

Product name : Separatory funnel holder

Description : Polypropylene. To hold funnels from 125 ml up to 500 ml

TECHNICAL DATA

reference	type	pcs/pack
SFHP-001-001	for 1 funnel	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

MATERIAL Polypropylene

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Soporte para embudos de decantación**Descripción :** De polipropileno. Adecuado para embudos entre 250 a 500 ml

DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
SFHP-001-001	para 1 embudo	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Support pour ampoule à décanter**Description :** En polypropylène. Adéquat pour ampoule à décanter entre 250 à 500 ml

DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
SFHP-001-001	pour une ampoule à décanter	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Supporto per imbuti separatori

Descrizione : In polipropilene. Adatto a imbuti con capacità compresa tra 250 e 500 ml

DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
SFHP-001-001	per 1 imbuto	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SFHP-001-001	0,576	0,045	39233010	08434868041585

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.