

Product data sheet

GENERAL INFORMATION

Product: Nylon Syringe Filters, nonsterile

Description: Membrane made of hydrophilic Nylon 66. Suitable for sample preparation in HPLC applications. ideal for routine analysis. Housing: Polypropylene (PP), blue color. Designed with connectors: FLL/MSL

SPECIFICATIONS

Reference	pcs/ box	ϕ_{ext} (mm)	pore (μm)
SFNY-122-100	100	13	0,22
SFNY-145-100	100	13	0,45
SFNY-222-100	100	25	0,22
SFNY-245-100	100	25	0,45

PACKING

Type: Carboard box.

Label: 2 colors: Orange (Pantone 032) and black

SFNY-122-100

Nonsterile Nylon Syringe Filters, Pore: 0,22 μm , ϕ 13mm, 100 pcs

Filtros de jeringa de Nylon, Poro: 0,22 μm , ϕ 13mm, no estériles, 100 uds

Filtre pour seringue en Nylon hydrophile, pore : 0,22 μm , ϕ 13mm, non stériles, 100 unit.

Batch n°.: xxxxx



Ficha técnica de producto

INFORMACIÓN GENERAL

Producto: Filtros de jeringa de Nylon, no estériles

Descripción: Membrana fabricada en Nylon 66 hidrofílico. Adecuados para la preparación de muestras en aplicaciones de HPLC. Ideal para análisis rutinarios. Cuerpo de polipropileno (PP) de color azul. Diseñadas con conexiones FLL/MLS

ESPECIFICACIONES

Referencia	Ø exterior (mm)	poro (µm)	uds/ caja
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100

EMBALAJE

Tipo: Caja de cartón o plástico

Etiqueta:

SFNY-122-100

Nylon Syringe Filters, nonsterile, pore 0,22, 100 pcs

Filtros de jeringa de Nylon, no estériles, poro 0,22, 100 uds

Filtre pour seringue en Nylon, non stérile, pore 0,22, 100 unit

Batch nº.: xxxx



Fiche technique de produit

INFORMATION GENERALE

Produit: Filtre pour seringue en Nylon, non stérile

Description: Membrane fabriquée en Nylon 66 hydrophile. Adéquat pour la préparation d'échantillons en application HPLC. Idéal pour les analyses de routine. Corps en polypropylène (PP) de couleur bleue. Avec raccords Female Luer Lock / Male Slip Lock

CARACTERISTIQUES

Référence	Øextérieur (mm)	pore (µm)	unit./lot
SFNY-122-100	13	0,22	100
SFNY-145-100	13	0,45	100
SFNY-222-100	25	0,22	100
SFNY-245-100	25	0,45	100

EMBALLAGE

Type: Boîte de carton ou plastique
Etiquette:

SFNY-122-100

Nylon Syringe Filters, nonsterile, pore 0,22, 100 pcs

Filtros de jeringa de Nylon, no estériles, poro 0,22, 100 uds

Filtre pour seringue en Nylon, non stérile, pore 0,22, 100 unit

Batch n°.: xxxx

