

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Jeringa desechable, estéril**Descripción :** De dos piezas. Cono Luer. Envasada en bolsa unitaria. Esterilización por óxido de etileno. Conforme a ISO 13485. Cuerpo de PP y pistón de PE. Exclusivamente para uso de laboratorio, no para uso médico. Certificado de esterilización disponible (se descarga gratuitamente desde www.labbox.com)

Esterilizado por Oxido de Etileno

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	unidades por ref.
SYRI-002-100	2 ml	100
SYRI-005-100	5 ml	100
SYRI-010-100	10 ml	100
SYRI-020-080	20 ml	80

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRI-002-100	5,082	0,35	39269097	08434868046887
SYRI-005-100	5,418	0,695	39269097	08434868046894
SYRI-010-100	8,385	0,81	39269097	08434868046917
SYRI-020-080	8,385	1	90183110	08434868046924

FOTO DEL PRODUCTO



OTROS DATOS TÉCNICOS

Cumple con el estándar ISO11135

GENERAL INFORMATION

Product name : Disposable syringes, sterile

Description : Two-part. Luer cone. Single packed. EO (Ethylene oxide) sterilized. According to ISO 13485. Barrel made of PP and piston of PE. For lab use only, not for medical use. Certificate of sterilization included (to be downloaded free of charge at www.labbox.com)



Sterile by Ethylene Oxide

TECHNICAL DATA

reference	capacity	pcs/pack
SYRI-002-100	2 ml	100
SYRI-005-100	5 ml	100
SYRI-010-100	10 ml	100
SYRI-020-080	20 ml	80

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRI-002-100	5,082	0,35	39269097	08434868046887
SYRI-005-100	5,418	0,695	39269097	08434868046894
SYRI-010-100	8,385	0,81	39269097	08434868046917
SYRI-020-080	8,385	1	90183110	08434868046924

PRODUCT PHOTO



MORE TECHNICAL DATA

Complies with ISO11135 standard

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Seringue jetable, stérile

Description : Deux pièces. Cône Luer. Emballage individuel. Stérilisée par oxyde d'éthylène. Conforme à ISO 13485. Pour usage en laboratoire seulement, n'est pas apte pour usage médical. Corps en PP et piston en PE. Certificat de stérilisation disponible gratuitement sur www.labbox.com



Stérilisé par oxyde d'éthylène

DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	unités par ref.
SYRI-002-100	2 ml	100
SYRI-005-100	5 ml	100
SYRI-010-100	10 ml	100
SYRI-020-080	20 ml	80

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRI-002-100	5,082	0,35	39269097	08434868046887
SYRI-005-100	5,418	0,695	39269097	08434868046894
SYRI-010-100	8,385	0,81	39269097	08434868046917
SYRI-020-080	8,385	1	90183110	08434868046924

PHOTO PRODUIT



MORE TECHNICAL DATA

Conforme à la norme ISO11135

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Siringa monouso, sterile

Descrizione : In due pezzi. Cono Luer. Confezionata singolarmente. Sterilizzazione con ossido di etilene. Conforme a ISO 13485. Corpo in PP e pistone in PE. Solo per uso di laboratorio, non per uso medico. Certificato di sterilizzazione disponibile (scaricabile gratuitamente dal sito web www.labbox.com)



Sterile per ossido di etilene

DATI TECNICI

referenza	capacità	unità per ref.
SYRI-002-100	2 ml	100
SYRI-005-100	5 ml	100
SYRI-010-100	10 ml	100
SYRI-020-080	20 ml	80

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRI-002-100	5,082	0,35	39269097	08434868046887
SYRI-005-100	5,418	0,695	39269097	08434868046894
SYRI-010-100	8,385	0,81	39269097	08434868046917
SYRI-020-080	8,385	1	90183110	08434868046924

FOTO DEL PRODOTTO



PIÙ DATI TECNICI

Conforme allo standard ISO11135

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wegwerpspuit, steriel

Beschrijving : Uit twee stuks. Luer-kegel. Verpakt in eenheidszak. Sterilisatie door ethyleenoxide. Volgens ISO 13485. PP-lichaam en PE-zuiger. Alleen voor laboratoriumgebruik, niet voor medisch gebruik. Sterilisatiecertificaat beschikbaar (gratis te downloaden via www.labbox.com)



Ethyleenoxide gesteriliseerd

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	stuks per ref.
SYRI-002-100	2 ml	100
SYRI-005-100	5 ml	100
SYRI-010-100	10 ml	100
SYRI-020-080	20 ml	80

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRI-002-100	5,082	0,35	39269097	08434868046887
SYRI-005-100	5,418	0,695	39269097	08434868046894
SYRI-010-100	8,385	0,81	39269097	08434868046917
SYRI-020-080	8,385	1	90183110	08434868046924

PRODUKTFOTO



ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Voldoet aan de norm ISO11135

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Einmalspritze, steril

Beschreibung : Zweiteilig. Luer-Anschluss. Einzeln verpackt. Sterilisiert durch Ethylenoxid. Gemäß ISO 13485. PP-Körper und PE-Kolben. Ausschließlich zur Nutzung in Laboratorien, nicht geeignet für den medizinischen Gebrauch. Sterilisationszertifikat verfügbar (kostenloser Download unter www.labbox.com).



Sterilisiert durch Ethylenoxid

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Stückzahl pro Artikel
SYRI-002-100	2 ml	100
SYRI-005-100	5 ml	100
SYRI-010-100	10 ml	100
SYRI-020-080	20 ml	80

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
SYRI-002-100	5,082	0,35	39269097	08434868046887
SYRI-005-100	5,418	0,695	39269097	08434868046894
SYRI-010-100	8,385	0,81	39269097	08434868046917
SYRI-020-080	8,385	1	90183110	08434868046924

PRODUKTFOTO



WEITERE TECHNISCHE DATEN

Erfüllt die Standards von ISO11135