


GENERAL INFORMATION**Product name : Micropipette tips, polypropylene, 2 - 200 µl Standard Line****Description :** Loose tips in bags. Two models available: Gilson type (compatible with EASY 40 , Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) and Eppendorf type (compatible with EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)**TECHNICAL DATA**

reference	type	pcs/pack
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl Gilson type, yellow (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl Eppendorf type, yellow (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl Gilson type, yellow (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl Eppendorf type, yellow (B)	10 x 1000

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INSULAB SL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Puntas de PP para micropipeta 2 - 200 µl Standard Line

Descripción :

Puntas sueltas en bolsas. Dos modelos disponibles: tipo Gilson (compatibles con EASY 40+, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) y tipo Eppendorf (compatibles con EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)


DATOS TÉCNICOS

referencia	tipo	unidades por ref.
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl tipo Gilson, amarillas (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl tipo Eppendorf, amarillas (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl tipo Gilson, amarillas (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl tipo Eppendorf, amarillas (B)	10 x 1000

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

MATERIAL Polipropileno

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

INSULAB SL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pointe en polypropylène pour micropipette 2 - 200 µl Standard Line

Description : Pointe en vrac en sachet refermable. Deux modèles disponibles : type Gilson (compatible avec EASY 40+, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpiquette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) et type Eppendorf (compatible avec EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)


DONNÉES TECHNIQUES

référence	type	unités par ref.
TIPP-200-1K0	2 - 200 µl type Gilson, jaune (A)	1000
TIPP-201-1K0	2 - 200 µl type Eppendorf, jaune (B)	1000
TIPP-200-10K	2 - 200 µl type Gilson, jaune (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2 - 200 µl type Eppendorf, jaune (B)	10 x 1000

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 ° C.

INSULAB SL

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Puntale in PP per micropipette 2-200 µl Standard Line**Descrizione** : Sfuso, in sacchetto richiudibile. Due modelli disponibili: tipo Gilson (compatibili con EASY 40+, Gilson, Eppendorf, HTL, Biohit, Finnpipette, Jencons, Genex, Nichiryo, Kartell, Socorex) e tipo Eppendorf (compatibili con EASY 40 Elite, Eppendorf, Socorex, Nichiryo, Biohit, Brand)


DATI TECNICI

referenza	tipo	unità per ref.
TIPP-200-1K0	2-200 µl tipo Gilson, gialli (A)	1000
TIPP-201-1K0	2-200 µl tipo Eppendorf, gialli (B)	1000
TIPP-200-10K	2-200 µl tipo Gilson, gialli (A)	10 x 1000
TIPP-201-10K	2-200 µl tipo Eppendorf, gialli (B)	10 x 1000

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TIPP-200-1K0	2,95	0,34	90269000	08434868048379
TIPP-201-1K0	3,36	0,335	90269000	08434868048386
TIPP-200-10K	29,484	3,4	90269000	18434868048376
TIPP-201-10K	29,484	3,95	90269000	18434868048383

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.

INSULAB SL