

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tarro de HDPE boca ancha ("duquesas")**Descripción :** Con tapa de color negro y obturador

Producto apto para uso alimentario



Producto disponible tanto en formato estándar como en formato 'pack ahorro'

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	unidades por ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,212	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,112	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,5	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049246
TROP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,4	39233010	08434868049307
TROP-1K0-090	182,52	9,5	39233010	08434868049222
TROP-2K0-064	246,48	10,5	39233010	08434868049260

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)**

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +80°C

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

## OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado post-industrial

100% Reciclable

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Wide mouth bottle, HDPE**Description :** With black lid and insert plug

Food-grade product



Available in standard size and economy size

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,212	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,112	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,5	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049246
TROP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,4	39233010	08434868049307
TROP-1K0-090	182,52	9,5	39233010	08434868049222
TROP-2K0-064	246,48	10,5	39233010	08434868049260

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL High density polyethylene (HDPE)**

Temperature resistance in standard use: from -40°C to + 80°C

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

## MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% post-industrial recycled material

100% Recyclable

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon en PEHD, col large****Description :** En polyéthylène haute densité. Avec bouchon noir et obturateur. Translucide

Apte à un usage alimentaire



Disponible à la fois au format standard et au format 'pack économie'

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,212	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,112	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,5	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049246
TROP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,4	39233010	08434868049307
TROP-1K0-090	182,52	9,5	39233010	08434868049222
TROP-2K0-064	246,48	10,5	39233010	08434868049260

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

### MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +80°C

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

## MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés post-industrielles

100% Recyclable

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto :** Barattolo in HDPE a bocca larga**Descrizione :** Con tappo nero e otturatore

Adatto per uso alimentare



Disponibile sia in formato standard che in confezione risparmio

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,212	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,112	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,5	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049246
TROP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,4	39233010	08434868049307
TROP-1K0-090	182,52	9,5	39233010	08434868049222
TROP-2K0-064	246,48	10,5	39233010	08434868049260

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)**

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

## PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato post-industriale

100% Riciclabile



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : Pot van HDPE met wijde hals**Beschrijving** : Met zwarte deksel en afsluiter

Geschikt voor levensmiddelen

Product beschikbaar in zowel standaard als  
voordeelpakket formaat

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Ømond(mm)	stuks per ref.
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,212	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,112	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,5	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049246
TROP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,4	39233010	08434868049307
TROP-1K0-090	182,52	9,5	39233010	08434868049222
TROP-2K0-064	246,48	10,5	39233010	08434868049260

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +80 °C. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

## ANDERE TECHNISCHE GEGEVENS

Gemaakt van 30% gerecycled post-industrieel materiaal - 100% recycleerbaar

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Probenbehälter aus HDPE, Weithals**Beschreibung :** Mit schwarzem Deckel und Dichtung.

Lebensmittelkontaktmaterial

Erhältlich im Standardformat sowie im  
'Vorteilspack'

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
TROP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TROP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TROP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TROP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TROP-750-005	750 ml	99	119	86	5
TROP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5
TROP-2K0-001	2000 ml	118	227	86	1
TROP-060-500	60 ml	57	45	46	500
TROP-125-300	125 ml	59	70	46	300
TROP-250-280	250 ml	67	98	51	280
TROP-500-160	500 ml	80	132	62	160
TROP-750-112	750 ml	99	119	86	112
TROP-1K0-090	1000 ml	102	151	86	90
TROP-2K0-064	2000 ml	118	227	86	64

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TROP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049161
TROP-125-010	6,048	0,212	39233010	08434868049185
TROP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049239
TROP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049277
TROP-750-005	7,7	0,41	39233010	08434868049291
TROP-1K0-005	9,702	0,46	39233010	08434868049208
TROP-2K0-001	3,96	0,112	39233010	08434868049253
TROP-060-500	112,8	8,6	39233010	08434868049178
TROP-125-300	112,8	6,5	39233010	08434868049192
TROP-250-280	182,52	9,6	39233010	08434868049246
TROP-500-160	182,52	8,4	39233010	08434868049284
TROP-750-112	182,52	9,4	39233010	08434868049307
TROP-1K0-090	182,52	9,5	39233010	08434868049222
TROP-2K0-064	246,48	10,5	39233010	08434868049260

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

MATERIAL: Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von-40 °C bis+ 80 °C. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.

## WEITERE TECHNISCHE DATEN

hergestellt zu 30 % aus recyceltem postindustriellem Material