

## INFORMACIÓN GENERAL

**Nombre del producto :** Tarro de HDPE boca ancha ('duquesas') opaco

**Descripción :** Los tarros y las tapas son de color blanco opaco. Incluyen obturador



Producto apto para uso alimentario

## DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	Øboca(mm)	unidades por ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

## EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	5,544	0,212	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	30,42	0,803	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	7,184	0,415	39233010	08434868049567

## FOTO DEL PRODUCTO



## MATERIAL

### **MATERIAL Polietileno de alta densidad (HDPE)**

Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -40°C a +80°C

Este polímero puede tener un rango distinto de tolerancia si está indicado en la descripción del producto.

## OTROS DATOS TÉCNICOS

Fabricado con un 30% de material reciclado

100% Reciclable

## GENERAL INFORMATION

**Product name :** Wide mouth bottle, HDPE, opaque

**Description :** Bottle and lids are made in white opaque colour. Insert plug included



Food-grade product

## TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	Ømouth (mm)	pcs/pack
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

## PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	5,544	0,212	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	30,42	0,803	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	7,184	0,415	39233010	08434868049567

## PRODUCT PHOTO



## MATERIAL

### **MATERIAL High density polyethylene (HDPE)**

Temperature resistance in standard use: from -40°C to + 80°C

This polymer may have a different tolerance range if it is indicated in the product description.

## MORE TECHNICAL DATA

Made from 30% recycled material

100% Recyclable

## INFORMATIONS GÉNÉRALES

**Nom produit : Flacon en PEHD, col large opaque****Description :** En polyéthylène haute densité. Avec bouchon blanc et obturateur. Opaque

Apte à un usage alimentaire

## DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	Øcol (mm)	unités par ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

## EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	5,544	0,212	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	30,42	0,803	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	7,184	0,415	39233010	08434868049567

## PHOTO PRODUIT



## MATÉRIEL

### **MATÉRIEL Polyéthylène de haute densité (PEHD)**

Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -40°C à +80°C

Ce polymère peut avoir une plage de tolérance différente si cela est indiqué dans la description du produit.

## MORE TECHNICAL DATA

Fabriqué à partir de 30% de matériaux recyclés

100% Recyclable

## INFORMAZIONE GENERALE

**Nome del prodotto : Barattolo in HDPE a bocca larga opaco****Descrizione :** Il vaso e il tappo sono di colore bianco opaco. Otturatore incluso

Adatto per uso alimentare

## DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	Øbocchetta (mm)	unità per ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

## IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	5,544	0,212	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	30,42	0,803	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	7,184	0,415	39233010	08434868049567

## FOTO DEL PRODOTTO



## MATERIALE

### **MATERIALE Polietilene ad alta densità (HDPE)**

Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -40 °C a +80 °C

Questo polimero può avere una tolleranza diversa se viene indicato nella descrizione del prodotto.

## PIÙ DATI TECNICI

Realizzato con il 30% di materiale riciclato

100% Riciclabile



## ALGEMENE INFORMATIE

**Produktnaam** : HDPE pot met wijd mond ("duquesas") ondoorzichtig**Beschrijving** : Potten en deksels zijn ondoorzichtig wit. Bevatten sluiters

Geschikt voor levensmiddelen

## TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	Ømond(mm)	stuks per ref.
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

## VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	5,544	0,212	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	30,42	0,803	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	7,184	0,415	39233010	08434868049567

## PRODUKTFOTO



## MATERIAAL

MATERIAAL Hoge dichtheid polyethyleen (HDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -40 °C tot +80 °C. Dit polymeer kan een ander tolerantiebereik hebben als aangegeven in de productbeschrijving.

## ALLGEMEINE INFORMATIONEN

**Produktname :** Probenbehälter aus HDPE, Weithals, opak**Beschreibung :** Die Behälter und Deckel sind weiß-opak. Mit Dichtung.

Lebensmittelkontaktmaterial

## TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	ØÖffnung (mm)	Stückzahl pro Artikel
TRWP-060-010	60 ml	57	45	46	10
TRWP-125-010	125 ml	59	70	46	10
TRWP-250-010	250 ml	67	98	51	10
TRWP-500-010	500 ml	80	132	62	10
TRWP-750-005	750 ml	99	119	85	5
TRWP-1K0-005	1000 ml	102	151	86	5

## VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRWP-060-010	2,772	0,176	39233010	08434868049529
TRWP-125-010	5,544	0,212	39233010	08434868049543
TRWP-250-010	8,625	0,332	39233010	08434868049598
TRWP-500-010	17,36	0,525	39233010	08434868049611
TRWP-750-005	30,42	0,803	39233010	08434868049635
TRWP-1K0-005	7,184	0,415	39233010	08434868049567

## PRODUKTFOTO



## MATERIAL

**MATERIAL:** Polyethylen mit hoher Dichte (HDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von -40 °C bis + 80 °C. Dieses Polymer kann einen anderen Toleranzbereich aufweisen, wenn das in der Produktbeschreibung ausgewiesen ist.