

GENERAL INFORMATION**Product name :** Laboratory tray**Description :** Made of polypropylene. Autoclavable at 121°C**TECHNICAL DATA**

reference	h (mm)	l(mm)	w (mm)	pcs/pack
TRYP-001-001	75	375	300	1
TRYP-002-001	75	450	350	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYP-001-001	8,4	0,42	39269097	08434868049666
TRYP-002-001	13,724	0,65	39269097	08434868049673

PRODUCT PHOTO**MATERIAL****MATERIAL Polypropylene**

Good chemical resistance and autoclavable at 121°C.

INFORMACIÓN GENERAL**Nombre del producto :** Bandeja de laboratorio**Descripción :** De polipropileno. Autoclavable a 121 °C**DATOS TÉCNICOS**

referencia	h (mm)	l (mm)	w (mm)	unidades por ref.
TRYP-001-001	75	375	300	1
TRYP-002-001	75	450	350	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYP-001-001	8,4	0,42	39269097	08434868049666
TRYP-002-001	13,724	0,65	39269097	08434868049673

FOTO DEL PRODUCTO**MATERIAL****MATERIAL Polipropileno**

Buena resistencia química y autoclavable hasta 121°C.

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Plateau rectangulaire**Description :** En polypropylène. Autoclavable à 121 °C

DONNÉES TECHNIQUES

référence	h (mm)	long. (mm)	larg. (mm)	unités par ref.
TRYP-001-001	75	375	300	1
TRYP-002-001	75	450	350	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYP-001-001	8,4	0,42	39269097	08434868049666
TRYP-002-001	13,724	0,65	39269097	08434868049673

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

MATÉRIEL Polypropylène

Bonne résistance chimique et autoclavable à 121 °C.

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Vassoio da laboratorio**Descrizione :** In polipropilene. Autoclavabile a 121 °C

DATI TECNICI

referenza	h (mm)	L (mm)	w (mm)	unità per ref.
TRYP-001-001	75	375	300	1
TRYP-002-001	75	450	350	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
TRYP-001-001	8,4	0,42	39269097	08434868049666
TRYP-002-001	13,724	0,65	39269097	08434868049673

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

MATERIALE Polipropilene

Buona resistenza chimica e autoclavabile fino a 121 °C.