

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Frasco lavador de cuello estrecho**Descripción :** De LDPE (polietileno de baja densidad)

Producto apto para uso alimentario

DATOS TÉCNICOS

referencia	capacidad	Ø(mm)	h (mm)	unidades por ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Polietileno de baja densidad (LDPE) Rango de temperaturas tolerado en condiciones de uso normales: de -20°C a +70°C

GENERAL INFORMATION

Product name : Narrow neck wash bottle**Description :** Made of LDPE (low density polyethylene)

Food-grade product


TECHNICAL DATA

reference	capacity	Ø (mm)	h (mm)	pcs/pack
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

Low density polyethylene (LDPE) Temperature resistance in standard use: from -20°C to + 70°C

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Pissette en PEBD, col étroit**Description :** En polyéthylène basse densité. Translucide et souple

Apte à un usage alimentaire


DONNÉES TECHNIQUES

référence	capacité	Ø (mm)	h (mm)	unités par ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PHOTO PRODUIT



MATÉRIEL

Polyéthylène de basse densité (PEBD) Plage de températures tolérées dans les conditions normales d'utilisation : de -20°C à +70°C

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Spruzzetta con collo stretto**Descrizione :** In LDPE (polietilene a bassa densità)

Adatto per uso alimentare

DATI TECNICI

referenza	capacità	Ø(mm)	h (mm)	unità per ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Polietilene a bassa densità (LDPE) Range di temperatura tollerato in condizioni d'uso normali: da -20 °C a +70 °C

ALGEMENE INFORMATIE

Produktnaam : Wasservles met smalle hals**Beschrijving** : Van LDPE (lage dichtheid polyethyleen)

Geschikt voor levensmiddelen

TECHNISCHE GEGEVENS

referentie	capaciteit	Ø(mm)	h (mm)	stuks per ref.
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

VERPAKKING EN LOGISTIEKE GEGEVENS

Referentie	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PRODUKTFOTO



MATERIAAL

Lagedichtheidpolyetheen (LDPE) Temperatuurbereik getolereerd onder normale gebruiksomstandigheden: van -20 °C tot +70 °C

ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Produktname : Spritzflasche, Enghals**Beschreibung :** Aus LDPE (Polyethylen niedriger Dichte).

Lebensmittelkontaktmaterial

TECHNISCHE DATEN

Artikelnummer	Volumen	Ø(mm)	H (mm)	Stückzahl pro Artikel
WBTP-100-001	100 ml	45	100	1
WBTP-250-001	250 ml	60,2	140	1
WBTP-500-001	500 ml	73,5	170	1
WBTP-750-001	750 ml	83	195	1
WBTP-1K0-001	1000 ml	91,5	210	1

VERPACKUNG UND LOGISTIKDATEN

Referenz	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WBTP-100-001	1,152	0,025	39233010	08434868053427
WBTP-250-001	0,75	0,035	39233010	08434868053472
WBTP-500-001	1,584	0,047	39233010	08434868053496
WBTP-750-001	2,5	0,076	39233010	08434868053519
WBTP-1K0-001	4,3	0,078	39233010	08434868053458

PRODUKTFOTO



MATERIAL

Polyethylen mit niedriger Dichte (LDPE) Unter normalen Nutzungsbedingungen toleriertes Temperaturfeld: von- 20 °C bis+ 70 °C