

GENERAL INFORMATION

Product name : Closed lead ring

Description : Made of PVC coated steel. Designed to stabilize erlenmeyer flasks immersed in water

TECHNICAL DATA

reference	Øinside (mm)	weight (g)	type	pcs/pack
WEIR-048-001	48	260	for 125 - 500 ml narrow neck flasks	1
WEIR-056-001	56	520	for 250 - 1000 ml narrow neck flasks	1
WEIR-061-001	61	830	for 500 - 2000 ml narrow neck flasks	1
WEIR-074-001	74	1000	for 1000 - 4000 ml narrow neck flasks	1

PACKAGING AND LOGISTICS

reference	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

PRODUCT PHOTO



MATERIAL

PVC coated steel

INSULAB SL

INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del producto : Aro estabilizador para matraces

Descripción : Metal forrado de PVC. Evita que floten los matraces sumergidos en baños

DATOS TÉCNICOS

referencia	Øinterior (mm)	peso (g)	tipo	unidades por ref.
WEIR-048-001	48	260	para matraces cuello estrecho 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	520	para matraces cuello estrecho 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	830	para matraces cuello estrecho 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	1000	para matraces cuello estrecho 1000 - 4000 ml	1

EMBALAJE Y DATOS LOGÍSTICOS

referencia	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

FOTO DEL PRODUCTO



MATERIAL

Plomo forrado de PVC

INSULAB SL

INFORMATIONS GÉNÉRALES

Nom produit : Anneau stabilisateur pour fiole

Description : Métal recouvert en PVC. Evite le flottement des fioles immergées

DONNÉES TECHNIQUES

référence	Øintérieur (mm)	poids (g)	type	unités par ref.
WEIR-048-001	48	260	pour fiole à col étroit 125 - 500 ml	1
WEIR-056-001	56	520	pour fiole à col étroit 250 - 1000 ml	1
WEIR-061-001	61	830	pour fiole à col étroit 500 - 2000 ml	1
WEIR-074-001	74	1000	pour fiole à col étroit 1000 - 4000 ml	1

EMBALLAGE ET LOGISTIQUE

référence	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

PHOTO PRODUIT



Plomb recouvert de PVC

INSULAB SL

INFORMAZIONE GENERALE

Nome del prodotto : Anello di zavorrata per beute**Descrizione :** Metallo rivestito in PVC. Stabilizza le beute immerse a bagnomaria evitando che si rovescino

DATI TECNICI

referenza	Øinterno (mm)	peso (g)	tipo	unità per ref.
WEIR-048-001	48	260	per beute collo stretto 125-500 ml	1
WEIR-056-001	56	520	per beute collo stretto 250-1000 ml	1
WEIR-061-001	61	830	per beute collo stretto 500-2000 ml	1
WEIR-074-001	74	1000	per beute collo stretto 1000-4000 ml	1

IMBALLAGGIO E DATI LOGISTICI

referenza	vol (l)	kg	TARIC	GTIN
WEIR-048-001	0,221671296	0,295	73269092	08434868053618
WEIR-056-001	0,295593144	0,588	73269092	08434868053625
WEIR-061-001	0,359681784	0,842	73269092	08434868053632
WEIR-074-001	0,490875	0,988	73269092	08434868053649

FOTO DEL PRODOTTO



MATERIALE

Piombo rivestito in PVC

INSULAB SL