



Gerber Instruments

NUEVO – Centrifuga Gerber Micro III



GERBER
INSTRUMENTS
Since 1892 

Centrífuga Gerber Micro III

Gerber Instruments fabrica desde 1892, el año de su fundación, aparatos y dispositivos de técnica de análisis destinados al control de calidad de la industria láctica. Para la determinación de la grasa en la leche y los productos lácteos se necesitan centrifugadoras como parte del equipamiento estándar de los laboratorios.

Con nuestra nueva y pequeña centrifugadora Gerber Micro III puede aplicar los siguientes métodos:

- Determinación de grasa según Gerber o
- Determinación de grasa según Babcock



Centrífuga Micro III con rotor universal y manguitos Babcock



Rotor Gerber con 12 manguitos butirómetro

La centrifuga Gerber Micro III ofrece una alta seguridad y fiabilidad con estas características del producto:

- Carcasa de chapa de acero con una gran resistencia y una pintura resistente a los ácidos
- Enclavamiento de la tapa para prevenir la apertura de la centrifuga durante el funcionamiento
- Desconexión por desequilibrio debido a llenado irregular o vidrio roto repentinamente
- **Nuevo** – Funcionamiento silencioso gracias al alojamiento elástico del motor sobre elementos oscilantes.
- **Nuevo** – aumento de la precisión gracias a la regulación del número de revoluciones

Datos técnicos

Control	Control por microprocesador
Reloj programador	0 a 99 minutos
Tensión de red	115 o 230 VAC
Frecuencia	60 o 50 Hz
Potencia	900 W
Velocidad	1280 rpm \pm 50 rpm programada permanentemente
Potencia centrífuga	350 \times g de ajuste fijo
Temperatura	Control por termostato 5 °C sobre la temperatura ambiente hasta 65 °C, ajuste de fábrica 55 °C
Dimensiones (A \times P \times H)	450 \times 530 \times 290 mm
Peso	Hasta 34 kg con rotor y mangas
Garantía	2 años
Certificado de ensayo	CE

Número de artículo	Tipo
03.2255	Centrifugadora Micro III incl. rotor Gerber y 8 manguitos de butirómetro de latón
03.2265	Centrifugadora Micro III incl. rotor Gerber y 12 manguitos de butirómetro de latón
03.2275	Centrifugadora Micro III incl. rotor universal y 8 manguitos Babcock

Gerber Instruments AG

Im Langhag 12 - CH-8307 Effretikon (ZH)
info@gerber-instruments.ch - www.gerber-instruments.com
Teléfono +41 (0)52 343 37 37 - Fax +41 (0)52 343 30 70

GERBER
INSTRUMENTS
Since 1892 