



GlutenTox-Pro

NO SE REQUIERE DE MATERIAL DE LABORATORIO.


NO SON NECESARIOS EQUIPOS DE LABORATORIO PARA REALIZAR EL TEST.

Rápido y Fiable

Es un kit que detecta *fácilmente* el gluten en alimentos y superficies, el cual puede desencadenar una reacción alérgica en los pacientes celíacos.

VENTAJAS DEL GLUTENTOX-PRO

- No se requiere equipamiento especial de laboratorio a diferencia del kit *GlutenTox Sticks plus* donde se necesita disponer de un laboratorio.
- Detecta el gluten de trigo, cebada, centeno y raras variedades de avena.
- Sensibilidad regulable: 5 ppm, 10 ppm, 20 ppm, 40 ppm de gluten.
- Resultados en menos de 20 minutos.
- Seguro y **fácil de usar**. Todo lo necesario se dispone en el kit.
- Método certificado por la AOAC PTM para matrices alimentarias y superficies.



Nombre del Producto	Núm. de Orden	Núm. de Referencia	Cantidad
GlutenTox® Pro Kit	KIT3000	KT-5660	25

PVP 279.23 €



Si desea más información técnica...solicítela