

PROMOCIÓN pHMETROS



PC 50 VIOLAB DHS

Multiparamétrico de sobremesa básico

- ◆ pH 0.00...14.00 (0.01 pH)
- ◆ mV -1000...1000 (0.1mV)
- ◆ Temp 0...100 (0.1°C)
- ◆ Cond 0.0uS...200mS
- ◆ TDS 0.01mg/l...200g/L

Medidas

- ⇒ pH
- ⇒ Conductividad
- ⇒ TDS
- ⇒ Temperatura

Referencia: G-PC50V-3

OFERTA 648 €

PVP 770 €

Incluye **electrodo de pH XS 201TN** de plástico, célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413µS y 12.88mS y conductividad en español

PC8+ DHS

Multiparamétrico de sobremesa profesional

- ◆ pH -2.00...16.00 (0.01 pH)
- ◆ mV -2000...2000 (0.1mV)
- ◆ Temp -10...110 (0.1°C)
- ◆ Cond 0.0uS...200mS
- ◆ TDS 0.1mg/l...100g/L
- ◆ Salinidad 0.01...100 ppt

Medidas

- ⇒ pH
- ⇒ Conductividad
- ⇒ TDS
- ⇒ Temperatura
- ⇒ Salinidad



Referencia: G-PC8-4

OFERTA 1070 €

PVP 1274 €

Incluye **electrodo de pH XS POLYMER** de vidrio, célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413µS y 12.88mS, agitador magnético, datalogger y software GLP Datalink y manual en español



Si desea más información técnica sobre los equipos...solicítela