

PROMOCIÓN AGITADORES MAGNÉTICOS

Agitadores magnéticos de control analógico



AGIMATIC-S SIN Calefacción

- Volumen máximo de agitación: **10 L**
- Velocidades regulables desde 60 a 1600 rpm
- Regulación electrónica de velocidad
- Plato superior revestido en acero inoxidable (\varnothing 14.5 cm) con aro de seguridad contra derrames
- **Referencia: 7000270**

PVP 313 €

PVP 356 €




AGIMATIC-E CON Calefacción

- Volumen máximo de agitación: **10 L**
- Velocidades regulables desde 60 a 1600 rpm
- Temperatura desde 50°C hasta 350°C
- Regulación electrónica de velocidad y temperatura
- Plato superior revestido en acero inoxidable (\varnothing 14.5 cm) con aro de seguridad contra derrames
- **Referencia: 7000273**

PVP 402 €

PVP 457 €



AGIMICRO SIN Calefacción

- Volumen máximo de agitación: **2 L**
- Velocidad regulable desde 40 hasta 1700 r.p.m.
- Regulación analógica de la velocidad
- **Referencia: 7001638**

PVP 200 €

PVP 228 €



AGIMATIC-H SIN Calefacción

- Para volúmenes de **1 a 60 L**
- Velocidad regulable desde 50 hasta 980 r.p.m.
- Regulación electrónica de la velocidad
- **Referencia: 7001006**

PVP 1.167 €

PVP 1.326 €

 **También disponemos de agitadores magnéticos múltiples. Si necesita información ...solicítela**