

AUTOCLAVES

AES-75 SIN SECADO

DATOS TÉCNICOS



Especificaciones

Referencias	AES-75
Volumen total/útil de la cámara L	79/75
Dimensiones útiles de la cámara Ø x H mm	400 x 600
Dimensiones externas L x D x H mm	610 x 700 x 1185
Altura de carga mm	870
Peso neto Kg	98
Potencias disponibles W	3200 ó 6000
Voltaje estándar* V	230
Frecuencia Hz	50/60



Referencia: AES-75

OFERTA 6939 €

PVP 7590 €

AES-75-DRY CON SECADO

DATOS TÉCNICOS



Especificaciones

Referencia	AE-75-DRY
Volumen total/útil de la cámara L	79/75
Dimensiones útiles de la cámara Ø x H mm	400 x 600
Volumen del tanque de agua independiente L	12
Dimensiones externas L x D x H mm	610 x 700 x 1185
Altura de carga mm	870
Potencia W	3200 ó 6000
Peso bruto Kg	140
Voltaje* V	230V (1P+N) 16A ó 400V (3P+N) 32A
Frecuencia Hz	50/60



Referencia: AES-75-DRY

OFERTA 9858 €

PVP 10834 €

- Existen varias combinaciones de cestillos
- Se puede acoplar una sonda PT-100

SOLICITE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO SOBRE LAS CARACTERÍSTICAS DE LAS AUTOCLAVES