

## AUTOCLAVES SIN SECADO SERIE AES



Referencia: AES-50

**OFERTA 5803 €**

PVP 6448 €




Referencia: AES-75

**OFERTA 6275 €**

PVP 6972 €

### ESPECIFICACIONES



Referencias	AES-50	AES-75
Volumen total/útil de la cámara L	55/50	79/75
Dimensiones útiles de la cámara Ø x H mm	300 x 710	400 x 600
Dimensiones externas L x D x H mm	505 x 580 x 1290	610 x 700 x 1185
Altura de carga mm	975	870
Peso neto Kg	65	98
Potencias disponibles W	3200 ó 5000	3200 ó 6000
Voltaje estándar* V	230	230
Frecuencia Hz	50/60	50/60



### SOLICITE INFORMACIÓN Y ASESORAMIENTO