

## OFERTA INCUBADORES

### INCUBADORES SERIE PLUS Y SUPER:

**SERIE PLUS:** 7 programas de 10 pasos cada uno. Amplia pantalla LCD. Fácil programación, todo en uno. Lectura intuitiva

**SERIE SUPER:** 8 programas de 8 pasos cada uno. Almacenaje ampliable con USB. Todos los parámetros en una pantalla táctil y de color. Fácil de utilizar incluso con guantes.



3 Niveles de acceso de seguridad. Con Datalogger integrado para almacenar datos.



### INCUBADORES DE CONVECCIÓN NATURAL ICN SERIE PLUS/SUPER

- Incluye certificado de calibración a 37°C trazable ENAC
- Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura
- Bajo consumo eléctrico
- Programador de rampas de temperatura y orificio superior para sonda de temperatura externa.
- Interior de acero INOX304

ICN	PLUS	SUPER
<b>ICN 35 (35L)</b>	<b>1025€</b> PVP 1139 €	<b>1425 €</b> PVP 1584 €
<b>ICN 55 (55L)</b>	<b>1367 €</b> PVP 1519 €	<b>1808 €</b> PVP 2009 €
<b>ICN 120 (120L)</b>	<b>1741 €</b> PVP 1935 €	<b>2074 €</b> PVP 2305 €



ICF	PLUS	SUPER
<b>ICF 55</b>	<b>1745 €</b> PVP 1939 €	<b>2105 €</b> PVP 2339 €
<b>ICF 120</b>	<b>2110 €</b> PVP 2345 €	<b>2452 €</b> PVP 2725 €
<b>ICF 200</b>	<b>2878 €</b> PVP 3198 €	<b>2315 €</b> PVP 3573 €

### INCUBADORES DE AIRE FORZADO ICF SERIE PLUS/SUPER

- Incluye certificado de calibración a 37°C trazable ENAC
- Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura.
- Bajo consumo eléctrico
- Programador de rampas de temperatura y ventilador. Velocidad de ventilación ajustable según necesidades
- Interior de acero INOX304



Si desea más información técnica sobre los equipos...solicítela