

## OFERTA ESTUFAS

### ESTUFAS SERIE PLUS Y SUPER:

**SERIE PLUS:** 7 programas de 10 pasos cada uno. Amplia pantalla LCD. Fácil programación, todo en uno. Lectura intuitiva

**SERIE SUPER:** 8 programas de 8 pasos cada uno. Almacenaje ampliable con USB. Todos los parámetros en una pantalla táctil y de color. Fácil de utilizar incluso con guantes.

3 Niveles de acceso de seguridad. Con Datalogger integrado para almacenar datos.



### ESTUFAS DE CONVECCIÓN NATURAL TCN SERIE PLUS/SUPER

- Incluye certificado de calibración a 37°C trazable ENAC
- Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura
- Bajo consumo eléctrico
- Programador de rampas de temperatura y orificio superior para sonda de temperatura externa.
- Interior de acero INOX304

	TNC	PLUS	SUPER
<b>TCN 30 (30L)</b>		<b>1098 €</b> PVP 1221 €	-
<b>TCN 50 (50L)</b>		<b>1282 €</b> PVP 1425 €	<b>1858 €</b> PVP 2065 €
<b>TCN 115 (115L)</b>		<b>1795 €</b> PVP 1995 €	<b>2259 €</b> PVP 2510 €



TCF	PLUS	SUPER
<b>TCF 50</b>	<b>1575 €</b> PVP 1750 €	<b>2038 €</b> PVP 2265 €
<b>TCF 120</b>	<b>2187 €</b> PVP 2430 €	<b>2520 €</b> PVP 2800 €
<b>TCF 200</b>	<b>2956 €</b> PVP 3285 €	<b>3226 €</b> PVP 3585 €

### ESTUFAS DE AIRE FORZADO TFC SERIE PLUS/SUPER

- Incluye certificado de calibración a 37°C trazable ENAC
- Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura.
- Bajo consumo eléctrico
- Programador de rampas de temperatura y ventilador. Velocidad de ventilación ajustable según necesidades
- Interior de acero INOX304



Si desea más información técnica sobre los equipos...solicítela