

## BIOLUMINÓMETRO ENSURE™ Touch: CONTROL DE LIMPIEZAS EN SUPERFICIES Y AGUAS DE ACLARADO, CONTROL MICROBIOLÓGICO Y ALERGENOS

### Test de ATP para superficies



**UltraSnap** | Surface ATP Test



Catalog No. US2020 | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

**SuperSnap** | High-Sensitivity Surface ATP Test



Catalog No. SUS3000 | Qty: 100  
Catalog No. SUS3000X | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

### Test de ATP para muestras líquidas



**AquaSnap TOTAL** | Water ATP Test



Catalog No. AQ-100K | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)

**AquaSnap FREE** | Water ATP Test



Catalog No. AQ-100FX | Qty: 100

[Instructional Video Online](#)


**ANÁLISIS QUE SE  
PUEDEN REALIZAR**



Test microbiológico para superficies:  
recuento Total, Enterobacterias E.Coli y  
Coliformes



**MicroSnap** | Indicator Organism Tests



Test de calibración



**CalCheck** | LED Calibration Verification Device



Catalog No. CAL | Qty: 1

[Instructional Video Online](#)

Calibración automática por el propio usuario.



- Validaciones AOAC.
- Control instantáneo de la limpieza de superficies y conducciones en proceso.
- Control microbiológico de superficies en 8 horas (*E. Coli*, Enterobacterias, A. Total, Coliformes).
- Software gratuito.
- Calibrable por el usuario en propia planta.
- Ref.: ETOUCH