

PROMOCIÓN INCUBADORES

INCUBADORES SERIE PLUS Y SUPER:

SERIE PLUS: 7 programas de 10 pasos cada uno. Amplia pantalla LCD. Fácil programación, todo en uno. Lectura intuitiva


SERIE SUPER: 8 programas de 8 pasos cada uno. Almacenaje ampliable con USB. Todos los parámetros en una pantalla táctil y de color. Fácil de utilizar incluso con guantes.

3 Niveles de acceso de seguridad. Con Datalogger integrado para almacenar datos.



INCUBADORES DE CONVECCIÓN NATURAL ICN SERIE PLUS/SUPER

- Incluye certificado de calibración a 37°C trazable ENAC
- Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura
- Bajo consumo eléctrico
- Programador de rampas de temperatura y orificio superior para sonda de temperatura externa.
- Interior de acero INOX304



ICN	PLUS	SUPER
ICN 35 (35L)	992 € PVP 1102 €	1306 € PVP 1536 €
ICN 55 (55L)	1394 € PVP 1549 €	1659 € PVP 1952 €
ICN 120 (120L)	1688 € PVP 1876 €	1900 € PVP 2236 €

INCUBADORES DE AIRE FORZADO ICF SERIE PLUS/SUPER

ICF	PLUS	SUPER
ICF 120	1952 € PVP 2296 €	2272 € PVP 2673 €
ICF 200	2660 € PVP 3130 €	2974 € PVP 3499 €
ICF 400	3426 € PVP 4031 €	3851 € PVP 4531 €

- Incluye certificado de calibración a 37°C trazable ENAC
- Elementos calefactores en 4 paredes para garantizar la máxima homogeneidad de temperatura.
- Bajo consumo eléctrico
- Programador de rampas de temperatura y ventilador. Velocidad de ventilación ajustable según necesidades
- Interior de acero INOX304



Si desea más información técnica sobre los equipos...solicítela