

OFERTA MATERIAL DE LABORATORIO

AGITADOR MECÁNICO ORBITAL LBX-Pro-PRO



- ◆ Dos pantallas LCD que muestran tiempo y velocidad.
- ◆ Función de temporizador (1 min - 19 h 59 min).
- ◆ Velocidad regulable entre 100 y 500 rpm.
- ◆ Incluye accesorio universal con 4 barras SHKP-A02-001 y se puede combinar con una plataforma antideslizante y con una segunda plataforma antideslizante verticalmente.
- ◆ Dimensiones (L x A x H): 370 x 420 x 100 mm. 200-240 V / 50-60 Hz.

OFERTA 825 €

Referencia: SHKP-500-001

lab box

PVP 916,90 €

- ◆ Aspirador de vacío pequeño y compacto para la eliminación de residuos líquidos. Aspiración manual y aspiración continua.
- ◆ Incluye: botella de 2 L, aguja de 8 canales y adaptadores de detrusión para puntas de 200 µl y 1 ml y agujas de 8 canales para puntas de 200 µl (puntas no incluidas).
- ◆ Caudal nominal: 17mL/s
- ◆ Dimensiones: 180x240x340 mm
- ◆ Vacío max. 500 mbar
- ◆ Velocidad de aspiración
- ◆ Garantía 2 años

OFERTA 474 €

PVP 527,53 €

ASPIRADOR DE LÍQUIDOS ST20



lab box

Referencia: VAAS-0E1-001

MICROPIPETAS DE VOLUMEN VARIABLE

Referencia	Volumen	Precio
P-4002	0.05-10 µL	89,25 €
P-4003	2-20 µL	89,25 €
P-4004	5-50 µL	89,25 €
P-4005	10-100 µL	89,25 €
P-4006	20-200 µL	89,25 €
P-4007	50-200 µL	89,25 €
P-4008	100-1000 µL	89,25 €
P-4009	200-1000 µL	89,25 €
P-4010	1000-5000 µL	89,25 €



OFERTA

Por la compra mínima de 5 unidades:

20% de descuento

Combina los volúmenes como quieras hasta un mínimo de 5 unidades.