

PROMOCIÓN MULTIPARÁMETRICO PORTÁTIL Y TESTERS



Multiparamétrico portátil básico

PC 7 VIO DHS

- Visualización simultánea en pantalla del pH, conductividad y temperatura, icono de estabilidad y la indicación de los patrones utilizados en la calibración
- Admite electrodos estándar y digitales DHS
- Resolución: 0.1/0.01pH—0.01 uS
- Compensación de temperatura automática o manual
- Pantalla retroiluminada a color

Medidas

- ⇒ pH
- ⇒ Conductividad
- ⇒ TDS
- ⇒ Temperatura
- ⇒ mV

Referencia: G-PC7V-3

OFERTA 569 €

PVP 677 €

Incluye **electrodo de pH XS 201TN** de plástico, célula de conductividad XS 2301TN de plástico con CAT, disoluciones de pH 4.01 y pH 7.00, disoluciones de conductividad 1413µS y 12.88mS, manual en español y maleta



Electrodos de pH

TESTER	Parámetros	OFERTA
PHT1	pH	71 € PVP 85 €
PHT5	pH - Temp - Redox (opcional) Sensor recambiable G-RPH5	115€ PVP 137€
PXT 4	pH - Redox - Temp Sensor recambiable G-PHX4	158 € PVP 188 €



Si desea más información técnica sobre los equipos...solicítela