

OFERTA TERMOBLOQUE DIGITAL

Termostato digital de bloque metálico (baño seco) simple, seguro y resistente

Características del termobloque digital

- Calibración en 1 punto, mediante operación simple.
- Pantalla LED con visualización "en tiempo real" de la temperatura y el tiempo de calentamiento restante
- Función "HOT" para seguridad del usuario
- Función de sobrecalentamiento (140 °C)
- Escala de temperatura ajustable entre +15 y +120 °C
- Control de temperatura preciso y uniforme ($\pm 0,5$ °C a 37 °C)



Sistema de calentamiento en seco para bloques metálicos de 150 x 95 mm, con una amplia gama de bloques a elegir:

Varios tipos de tubos compatibles con los \varnothing de cubeta más comunes (9 tipos)



Cesta para calentamiento de diferentes elementos, mediante esferas de aluminio



Micro-placa



Tipos de bloques para el equipo

Referencia	Descripción	Precio oferta
G-22010123	Bloque metálico para 54 tubos de 0,2 ml (\varnothing agujero: 6,4 mm, profundidad: 14 mm)	165 €
G-22010183	Bloque metálico para 45 tubos de 5 ml (\varnothing agujero: 13,5 mm, profundidad: 48 mm)	165 €
G-22010133	Bloque metálico para 40 tubos de 0,5 ml (\varnothing agujero: 8,2 mm, profundidad: 26,4 mm)	165 €
G-22010143	Bloque metálico para 40 tubos de 1,5/2 ml (\varnothing agujero: 11 mm, profundidad: 34,7 mm)	165 €
G-22010153	Bloque metálico para 40 tubos de 2 ml (\varnothing agujero: 11 mm, profundidad: 34,7 mm)	165 €
G-22010173	Bloque metálico para 28 tubos de 5/15 ml (\varnothing agujero: 16,5 mm, profundidad: 48 mm)	165 €
G-22010163	Bloque metálico para 18 tubos de 0,2 / 0,5 / 1,5 / 2 (para diferentes tubos eg. Eppendorf)	165 €
G-22010193	Bloque metálico para 8 tubos de 50 ml (\varnothing agujero: 29,8 mm, profundidad: 48 mm)	165 €
G-22010203	Bloque metálico para micro-placas de 96/384 posiciones (128 x 86 mm/profundidad 8 mm)	165 €
G-22010113	Bloque metálico para bolas de aluminio, permite calentar cualquier volumen (151 x 95 x 62 mm)	85 €
G-22010213	Esferas de aluminio, bolsa de 1 kg	85 €

Referencia G-HB120

Se suministra sin bloques.

Se suministra de serie con tapa para una mejor conservación del calor y mayor seguridad.

OFERTA 465 €

PVP 517 €



Si desea más información técnica sobre los equipos...solicítela

Insulab sl, Tel: 96 341 80 29 Fax: 96 342 26 79 www.insulab.es e-mail: insulab@insulab.es

IVA no incluido. Validez de la oferta hasta 31/05/2024